

VARNOSTNI LIST

1. Identifikacija pripravka in podjetja

Komercialno ime proizvoda: INTERPAL, INTERPAL S, INTERPAL SE
Namen uporabe: Interpal, Interpal S in Interpals SE se uporabljajo za izdelavo ogrodja, ki so baza za akrilne venirje.
Proizvajalec:: INTERDENT d.o.o.
Naslov:: Opekarniška cesta 26
SI-3000 Celje
Telefon/Fax : +386(0) 425-62-00, +368(0) 490 41 50
Nujni klici: +386(0) 425-62-40

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Zdravju škodljive nevarnosti: Pri obdelavi kovinsko protetičnih ogrodij se ustvarja kovinski prah, ki lahko povzroča alergijske reakcije.

3. Sestava/informacije o sestavinah

Vsebnosti Ag – Pd zlitin:

vsebnost [%]				
Zlato [Au]	Srebro [Ag]	Paladij [Pd]	Baker [Cu]	Cink [Zn]
2-11	56-66	18-32	7-13	Max 1

4. Ukrepi prve pomoči

Splošna navodila: Ni posebnih zahtev.

5. Ukrepi ob požaru

Ni posebnih ukrepov.

VARNOSTNI LIST

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Ni uporabno

7. Ravnanje in skladiščenje

Ravnanje: Kovinski prah, ki nastaja ob obdelavi je potrebno odsesavati.

Hranjenje: ni uporabno.

8. Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita

Maksimalno dopustne koncentracije v delovnem okolju

Podatki niso znani.

Osebna zaščita

Splošna zaščita: Upoštevaj dobro higiensko prakso.

Zaščita dihal: Zaščitna maska za prah med obdelavo in poliranjem.

Zaščita rok: nošenje zaščitnih rokavic.

Zaščita oči: nošenje zaščitnih očal med obdelavo in poliranjem.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

Agregatno stanje: trdno

Barva: srebrno-siva, metalna

Vonj: brez vonja

Vrelišče: ni uporabno

Tališče: talilni interval med 900°C in 1100°C

Vnetišče: ni uporabno

Meje eksplozivnosti: ni uporabno

Gostota pri 20°C: 10,5 -11,5g/cm³

Topnost v vodi: netopno

10. Obstojnost in reaktivnost

VARNOSTNI LIST

Ni uporabno

11. Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: pri uporabi ne pride v poštev
Kronična toksičnost: pri uporabi ne pride v poštev

12. Ekološke informacije

Niso znane

13. Smernice odstranjevanja

Odstrani v skladu z lokalno zakonodajo..

14. Transportne informacije

V smislu transportne zakonodaje ni nevaren proizvod.

15. Zakonsko predpisane informacije

Simbol za nevarnost: ga ni

16. Druge informacije

Informacije zbrane v tem varnostne listu bazirajo na trenutno znanih študijah in niso garancija za lastnosti proizvoda. Uporabniku priporočamo, da se drži zakonodaje in zahtev na lastno odgovornost.